

## A :- كشف بيال Benedict Test اساس الكشف

اختبار كيميائي حيوي للكشف عن السكريات المختزلة في المحلول. حيث يختزل أيون النحاس (أزرق اللون) بواسطة مجموعات (الألدهيد & الكيتون) إلى النحاسوز (أحمر اللون) وهذا هو أساس التجربة في المعمل للكشف عن السكريات المختزلة (إختبار بندكت أو فهلنج) , وهو يميز بين السكريات المختزلة والسكريات الغير مختزلة, و يعتبر اختبار بندكت أكثر دقة من اختبار فهلنج.

## فكرة الإختبار :-

يتطلب هذا الإختبار استخدام محلول يعرف بمحلول بندكت وهو يتكون من خليط من كبريتات النحاس II و مزيج من سترات الصوديوم اوالبوتاسيوم و بيكربونات الصوديوم . يؤدي عمل كربونات الصوديوم (Sodium Carbonate  $Na_2CO_3$ ) الى وسط تفاعل ضعيف القاعدية سيكون التفاعل اكثر انتقائية بالسكريات المختزلة وبذلك تستجيب المواد السكرية فقط لهذا الكشف دون غيرها ويمكن استخدام هذا الكشف لكشف سكر الكلوكوز في الادرار .

## المواد المستخدمة :-

- 1- يحضر بإزابة 173 جم من سترات الصوديوم + 100 غم من كربونات الصوديوم اللامائية في 800 مل ماء مقطر مع التسخين ثم يبرد ويرشح .
- 2- يحضر 17.3 غم كبريتات نحاس (CUSO4.Cupper sulfate) ذائبة في 100 مل من الماء مقطر
- 3- يضاف المحلول رقم 2 الى محلول رقم 1 ويكمل الحجم الى اللتر بالماء المقطر

## طريقة إجراء الإختبار :-

- 1- نأخذ في أنبوبة اختبار 2 مل من كاشف بندكت
- 3- يضاف اليها 5 قطرات من محلول نرج
- 3- نسخن في حمام مائي لمدة 5 دقائق

## المشاهدة :-

فإذا تكون راسب اصفر الى بني محمر دل وجود على السكريات المختزلة أما اذا بقي اللون ازرق فدل ذلك على ان السكريات غير مختزلة



## C :- كشف بارفويد Barfoed Test

### اساس الكشف

أن السكريات الثنائية المختزلة غير قادرة على اختزال خلايا النحاس  $(CH_3COO)_2Cu$  في المحيط المتعادل أو قليل الحمضية تفاعل بارفويد (Barfoed Reaction) في وقت قصير كما هو الحال في السكريات الأحادية. يختلف كشف بارفويد عن كشف فهلنك و بندكت في أن اختزال ايونات النحاسيك الى ايون النحاسوز بهيئة راسب احمر يتم هنا في وسط حامضي ضعيف وبما ان عملية الاختزال في وسط حامضي ضعيف تحدث بصعوبة لذا فان السكريات الاحادية فقط هي التي تستطيع ان تختزل ايونات النحاسيك الى ايونات النحاسوز لذلك يستخدم كشف بارفويد لتمييز بين السكريات الاحادية قوية الاختزالية عن السكريات الثنائية .

وتلعب فترة التسخين دور مهم في تحديد ايجابية الكشف حيث ان بزيادة زمن التسخين يمكن للسكريات الثنائية المختزلة ان تعطي الكشف بسبب تطلها المائي في الوسط الحامضي الى سكريات احادية والاخيرة مسؤولة عن ايجابية الكشف

### فكرة الإختبار :-

يستخدم هذا التفاعل للتمييز بين السكريات الاحادية والثنائية المختزلة حيث ان السكريات الاحادية اقوى اختزال من السكريات الثنائية وسكر الكلوكوز والكالكتوز اوى اختزال من الفركتوز ولهذا فانها يعطي الكشف اسرع .

### المواد المستخدمة :-

كاشف بارفويد :عبارة عن محلول من خلايا النحاسيك وحامض الخليك .  
يذاب 13.3 غم من خلايا النحاس  $(CH_3COO)_2Cu$  في 200 مل من الماء المقطر ويرشح المحلول ثم يضاف الى الرشح 1.8 مل من حامض الخليك الثلجي Glacial acetic Acid

### طريقة إجراء الإختبار :-

- 1- نأخذ في أنبوبة إختبار نضيف 1 مل من الكاشف
- 2- يضاف اليها 3-5 قطرة من المحلول ثم نرج جيدا
- 3- يسخن في حمام مائي مغلي لمدة عشر دقائق .

### المشاهدة :-

في الحالات الإيجابية ( سكر احادي مختزل ) نلاحظ تكوين راسب احمر قليل الكمية يستقر في قعر انبوبة الإختبار او على جدارها الداخلي  
- في الحالات السلبية ( عند استخدام سكر ثنائي ضعيف او عديم الاختزال ) يحتفظ المحلول باللون الازرق .

# اختبار بارفویید

